

La celiachia, una de las proteínas que lo forman. La ingestión de esta proteína por parte de personas con predisposición genética provoca graves daños a la mucosa intestinal, caracterizada histológicamente por hiperplasia de las criptas, con atrofia total o parcial de las microvellosidades intestinales. Aunque el diagnóstico definitivo de la celiachia se basa en cambios histológicos característicos observados en biopsias intestinales, las pruebas serológicas, como la de detección de anticuerpos anti gliadina, anti tTG y antiendomiso, ofrecen métodos económicos y menos invasivos para detectar la enfermedad. La transglutaminasa es el principal autoantígeno reconocido por los anticuerpos antiendomiso y resulta especialmente útil para pacientes pediátricos (de hasta 16 años de edad).

3. PRINCIPIO DE LA PRUEBA RÁPIDA

Los anticuerpos anti tTG presentes en una muestra de sangre reaccionan con partículas de látex con tTG humana recombinante. Estos complejos de partículas de látex, tTG y anti tTG llegan a la zona de reacción a través de un proceso cromatográfico, donde la transglutaminasa tisular humana inmovilizada los captura y forma una línea de color rojo/rosa.

4. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso diagnóstico in vitro. Utilice siempre cuantes protectores cuando manipule muestras de pacientes. Lea las instrucciones en su totalidad antes de llevar a cabo la prueba rápida. No use las placas de prueba después de su fecha de caducidad. Deseche las placas de prueba utilizadas con los residuos con riesgo biológico, de acuerdo con la normativa local y nacional.

PRECAUCIÓN: Trate las muestras de sangre como material con posible riesgo biológico. Todas las muestras de sangre deben considerarse potencialmente contaminadas y tratarse como si fueran infecciosas. Consulte la publicación del Dr. Bethesda Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 1999, 4th ed. (CDC/NIH) y no. (CDCI) 88-8395, de la Agencia estadounidense de sanidad y servicios humanos, para conocer informes sobre procedimientos de seguridad en el laboratorio con respecto a distintas enfermedades, o bien cualquier otro normativa local o nacional.

5. CONTENIDO DEL KIT Y PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

La prueba rápida de celiachia contiene reactivos para 20 pruebas. Guarde los componentes del kit en un frigorífico (2-8 °C) hasta que vaya a usarlos. 5.1. Dispositivos de prueba: 20 dispositivos de prueba envasados individualmente, listos para usar. Estables hasta la fecha de caducidad. Deseche los casetes de pruebas después de utilizarlos. 5.2. Disolución amortiguadora: disolución amortiguadora, 5 ml, lista para usar. Estable hasta la fecha de caducidad. 5.3. Lancetas: 20 lancetas, listas para usar. Estables hasta la fecha de caducidad. Deseche las lancetas después de utilizarlas. 5.4. Micropipetas: 20 micropipetas, listas para usar. Estables hasta la fecha de caducidad. Deseche las micropipetas después de utilizarlas. 5.5. Instrucciones de uso de los dispositivos de prueba.

6. MATERIALES NECESARIOS QUE NO SE SUMINISTRAN

Temporizador, toallitas empapadas en alcohol, guantes

7. ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Guarde el kit de prueba rápida de celiachia en un frigorífico (2-8 °C). Al almacenarse a estas temperaturas, el kit permanece estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta de la caja y en la etiqueta de las bolsas de las placas de prueba. No congele el kit ni lo exponga a altas temperaturas; tampoco lo almacene a temperaturas superiores a 8 °C cuando no lo esté utilizando. No utilice las casetes de pruebas, la disolución amortiguadora, las lancetas ni las micropipetas después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

8. MÉTODO ANALÍTICO

Lea el procedimiento de ensayo completo antes de empezar.

PREPARACIÓN PRELIMINAR

Lleve una casete de pruebas y la disolución amortiguadora a temperatura ambiente. Extraiga la casete de pruebas de su bolsa sellada inmediatamente antes de usarla y colóquela sobre una superficie plana.

MUESTRAS

La prueba está diseñada para su uso con muestras de sangre frescas sin hemolizar. Las muestras pueden guardarse en el frigorífico durante un día antes de la realización de la prueba. La prueba también puede llevarse a cabo con muestras de plasma o suero. Prepare una disolución 1/10 de suero o plasma en la disolución amortiguadora. Por ejemplo: 15 ul de suero/plasma + 135 ul de amortiguador. Mezcle bien pipeteando suavemente. Añada como disolución 125 ul de la disolución, gotea a gota, en el centro de la ventana circular. **PASO 3:** Obtención y aplicación de muestras.

ATENCIÓN: La obtención y aplicación de la muestra debe ser rápida, para evitar su coagulación en la micropipeta.

La muestra de sangre se obtiene por punción del dedo; pueden usarse el índice, el corazón o el anular. Limpie la yema del dedo con alcohol y déjela secar al aire. Coloque la palma de la mano hacia arriba y, con una lanceta nueva y esteril, realice una punción en la yema del dedo. Para utilizar la lanceta (**Figura 1.**): a) Gire el tapón de la lanceta hasta que note que se separa del dispositivo. Con ello, se activará la lanceta. No tire del tapón; simplemente, gírelo. b) Presione el extremo abierto de la lanceta sobre la yema del dedo del paciente y apriete el botón de liberación. Deseche la lanceta de inmediato en un contenedor apropiado. Sujete el dedo por debajo del nivel del codo y aplique con suavidad una presión intermitente en la base del dedo durante varias veces. Retire la primera gota de sangre (usando una gaza o algodón estériles). Para obtener la muestra de sangre (**Figura 2**).

(1) Sostenga la micropipeta de obtención de sangre horizontalmente, sin obstruir el conducto para el aire. (2) Toque la muestra de sangre con la punta del tubo. No toque ni raspe la piel. Llene la micropipeta hasta la línea de llenado, evitando introducir burbujas de aire. No apriete la micropipeta durante la obtención. Somete la muestra a la prueba inmediatamente para impedir la coagulación de la sangre. (3) Dispense lentamente la muestra de sangre sobre la casete de pruebas. Con cuidado, coloque la pipeta en la ventana redonda (indicada mediante una flecha) y, a continuación, tape el orificio de ventilación de la pipeta con un dedo y presione suavemente la parte superior de la pipeta y apriete la pera de la micropipeta.

PASO 2: Disolución amortiguadora (4) Espere de 30 a 60 segundos hasta que la sangre se haya absorbido y añada dos gotas de disolución amortiguadora en la misma ventana. Añada una gota cada vez, sujetando el contenedor con ambas manos. Evite contaminar el cuentagotas con la muestra. Si no utiliza el cuentagotas, añada 100 microlitros de disolución amortiguadora.

PASO 3: Lectura de los resultados (**Figura 3**). Obtenga una lectura visual de los resultados 10 minutos después de añadir la disolución amortiguadora.

9. RESULTADOS

Los resultados de la prueba deben interpretarse del siguiente modo (Figura 4): NEGATIVO: solo aparece una franja AZUL a través de la ventana de resultado, cerca de la letra “C” (línea de control de la casete de pruebas. Esta franja debe aparecer siempre. POSITIVO: además de la franja de control AZUL, aparece también una franja ROSA-ROJA claramente distinguible a través de la ventana de resultado, cerca de la letra “T” (línea de prueba) de la casete de pruebas. La intensidad de la línea depende de la concentración de anticuerpos que haya en la muestra.

Si no aparece una franja AZUL en la zona de control, la prueba será NO VÁLIDA y deberá repetirse con una casete de pruebas nueva. Toda línea o color que aparezcan transcurridos 15 minutos carecerá de valor diagnóstico. El diagnóstico final no debe basarse únicamente en el resultado obtenido con una prueba, sino en una correlación de resultados de pruebas con otros datos apropiados y con síntomas clínicos.

10. LIMITACIONES

La prueba rápida de celiachia es cualitativa, y no debe realizarse una interpretación cuantitativa de la magnitud del resultado con respecto a la intensidad de una línea positiva. Como ocurre con cualquier procedimiento diagnóstico, el resutado de la prueba rápida de celiachia debe interpretarse junto con la presentación clínica del paciente y cualquier otra información a disposición del médico. Es muy importante añadir la cantidad correcta de muestra: un volumen de muestra insuficiente puede no llegar a la zona de reacción, con lo que la prueba no funcionaría adecuadamente; si, en cambio, es demasiado grande, la mezcla de reacción del dispositivo se diluiría, lo que puede provocar un resultado falso negativo. También es muy importante controlar el tiempo de reacción: si es inferior al recomendado, puede obtenerse un resultado falso negativo; si es superior al recomendado, puede obtenerse un resultado falso.

11. GARANTÍA

Biohit deberá solucionar todo defecto hallado en cualquier Producto (el “Producto Defectuoso”) causado

por materiales inadecuados o negligencia en la manufacturación y que eviten el funcionamiento mecánico o el uso previsto de los Productos incluyendo, entre otros aspectos, las funciones indicadas en las especificaciones de Biohit para los Productos. SIN EMBARGO, EN CASO DE HALLARSE UNA FALTA CAUSADA POR TRATO INDEBIDO, USO INDEBIDO, DAÑO ACCIDENTAL, CONSERVACIÓN INCORRECTA O USO DE LOS PRODUCTOS PARA PROCEDIMIENTOS FUERA DE LAS LIMITACIONES INDICADAS O DE SUS ESPECIFICACIONES, CONTRARIOS A LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES, CUALQUIER GARANTÍA SE CONSIDERARÁ NULA. El periodo de esta garantía se indica en el manual de instrucciones de los Productos y entrará en vigor a partir de la fecha de expedición del Producto en cuestión por parte de Biohit. Este kit de Diagnóstico de Biohit se ha elaborado en conformidad con los protocolos de gestión de calidad ISO 9001 / ISO 13485. En caso de conflicto con respecto a su interpretación, se aplicará el texto en inglés.

PORTUGUÊS

Teste rápido da condição celiaca BIOHIT

para a detecção de anticorpos humanos transglutaminase antitecidual no sangue
REF 602 070 (20 testes)

1. UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

O Teste rápido da condição celiaca é um teste imunocromatográfico criado para a detecção qualitativa de anticorpos (IgA/IgG/IgM) contra transglutaminase tecidual humana em todo o sangue humano.

2. RESUMO E EXPLICAÇÃO

A doença celiaca (CD) é uma enteropatia provocada por uma intolerância permanente ao glúten e especificamente à gliadina, um dos fragmentos de proteína. A ingestão dessa proteína em pessoas com uma predisposição genética induz uma lesão grave da mucosa intestinal, que é caracterizada histologicamente por hiperplasia das criptas, com atrofia total ou subtotal das microvilosidades intestinais. Embora o diagnóstico definitivo da doença celiaca tenha como base alterações histológicas de características observadas em bi-ópsias intestinais, os testes sorológicos, como a detecção de anticorpos anti gliadina, anti-tTG e anticorpos antiendomiso, oferecem métodos de baixo custo e menos invasivos de detecção de doença. A transglutaminase é o principal autoantígeno reconhecido pelos anticorpos antiendomiso. Ela é especialmente útil para pacientes pediátricos (até 16 anos).

3. PRINCÍPIO DO TESTE RÁPIDO

Os anticorpos anti-tTG presentes em uma amostra de sangue reagem com as partículas de látex com o tTG recombinante humano. Estes complexos de partícula-tTG-Anti-tTG de látex chegam à zona de reação através de um processo cromatográfico, onde a transglutaminase tecidual humana imobilizada captura o complexo, formando uma linha rosa avermelhada.

4. CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Para uso de diagnóstico in vitro.

Utilize sempre luvas de proteção ao manusear amostras de pacientes. Leia todas as instruções antes de realizar o teste rápido. Não use placas de teste com a data de validade vencida. Descarte as placas de teste usadas para resíduos de risco biológico de acordo com os regulamentos locais e nacionais. CUIDADO: Manuseie todas as amostras de sangue como material potencialmente de risco biológico. Todas as amostras de sangue devem ser consideradas como potencialmente contaminadas e tratadas como se fossem infecciosas. Consulte a publicação do Departamento dos EUA de saúde e serviços humanos (Bethesda, MD, EUA) sobre Biossegurança em laboratórios microbiológicos e biomédicos de 1999, 4ª ed. (CDC/NIH) e nº (CDCI) 88-8395 em relatórios de segurança de laboratório procedimentos para diferentes doenças ou outros regulamentos locais ou nacionais.

5. CONTEÚDO DO KIT E PREPARAÇÃO DOS REAGENTES

Cada kit de Teste rápido da condição celiaca contém reagentes para 20 testes. Armazene os componentes do kit refrigerados (2-8 °C) até sua utilização.

5.1. Dispositivos de teste: 20 dispositivos de teste embalados individualmente, prontos para uso. Estável até a data de validade. Descarte os dispositivos de teste após o uso. 5.2. Reserva diluente: Reserva diluente, 5 ml, pronta para uso. Estável até a data de validade. 5.3. Lancetas: 20 lancetas, prontas para uso. Estáveis até a data de validade. Descarte as lancetas após o uso. 5.4. Micropipetas: 20 micropipetas, prontas para uso. Estáveis até a data de validade. Descarte as micropipetas após o uso. 5.5. Instruções de uso

6. MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Temporizador, toalhetes umedecidos com álcool, luvas

7. ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Armazene o kit de Teste rápido da condição celiaca em refrigeração (2-8 °C). Quando armazenado a essas temperaturas, o kit fica estável até a data de validade impressa no rótulo da embalagem e no rótulo das embalagens da placa de teste. Não congele ou exponha o kit a temperaturas elevadas ou armazene em temperaturas acima de 8 °C, quando não estiver em uso. Não use dispositivos de teste, reservas diluentes, lancetas ou micropipetas após a data de validade impressa no rótulo.

8. PROCEDIMENTO DE TESTE

Antes do procedimento de ensaio completo antes de começar.

PREPARAÇÃO PRELIMINAR

Deixe o dispositivo de teste e a reserva diluente em temperatura ambiente. Remova o dispositivo de teste da bolsa selada imediatamente antes da utilização e coloque sobre uma superfície plana.

AMOSTRAS

O teste foi projetado para uso com amostras frescas e não hemolisadas de sangue total. As amostras podem ser mantidas refrigeradas por um dia antes do teste. O teste também pode ser utilizado com amostras de plasma ou soro. Prepare uma diluição de 1/10 de soro ou plasma no tampão de diluição. Por exemplo: 15 µl de soro/plasma + 135 µl de tampão. Misture bem por meio de pipetagem suave. Adicione cuidadosamente 125 µl de diluição, gota a gota, no centro da janela circular.

PASO 1: Coleta e manipulação de amostras

ATENÇÃO: A coleta e a aplicação da amostra devem ser rápidas, a fim de evitar a coagulação da amostra na micropipeta.

Uma amostra de sangue total é coletada por uma picada no dedo. Pode ser o dedo indicador, médio ou anelar. Limpe a ponta do dedo com álcool e deixe secar naturalmente. Posicione a palma da mão para cima e, com uma lanceta esteril NOVA, pique a ponta do dedo. Para operar a lanceta (**Figura 1.**): a) Gire a tampa da lanceta até sentir que ela esteja separada do dispositivo. Isso ativa a lanceta. Não puxe a tampa, apenas torça. b) Pressione a extremidade aberta da lanceta na ponta do dedo do paciente e pressione o botão de liberação. Descarte a lanceta imediatamente em um recipiente adequado.

Segure o dedo abaixo do cotovelo e, suavemente, aplique pressão intermitente na base do dedo picado várias vezes. Limpe a primeira gota de sangue (usando uma gaze esterilizada ou algodão). Para coletar a amostra de sangue (**Figura 2**).

(1) Segure a micropipeta de coleta de sangue horizontalmente com a entrada de ar livre, (2) Toque na amostra de sangue com a ponta do tubo. Não toque nem raspe a pele. Encha a micropipeta até a linha de enchimento, evitando bolhas de ar. Não aperte o micropipeta durante a coleta. Faça o teste com a amostra imediatamente para evitar a coagulação do sangue. (3) Dispense lentamente a amostra de sangue no dispositivo de teste. Com cuidado, coloque a pipeta no indicador redondo (indicado por uma seta), cubra a abertura de ventilação da pipeta com o dedo, pressione suavemente a parte superior da pipeta e aperte o bulbo da micropipeta.

PASO 2: Reserva de diluição (4) Espere de 30 a 60 segundos até que o sangue tenha sido absorvido e adicione duas gotas da reserva de diluição no mesmo indicador. Adicione uma gota de cada vez, segurando o frasco conta-gotas na posição vertical. Evite a contaminação do frasco conta-gotas com a amostra. Se o conta-gotas não for utilizado, adicione 100 microlitros de reserva de diluição.

PASO 3: Leitura dos resultados (**Figura 3**). Leia os resultados visualmente 10 minutos após a adição da reserva de diluição.

9. RESULTADOS

Os resultados do teste devem ser interpretados da seguinte forma (Figura 4): NEGATIVO: Apenas uma faixa

AZUL aparece em todo o indicador de resultado ao lado da letra “C” (Linha Controle) do dispositivo de teste. Essa faixa deve aparecer sempre. POSITIVO: Além da faixa de controle AZUL, uma faixa ROSA AVERMELHA-DA distinguível também aparece em todo o indicador de resultado ao lado da letra “T” (Linha de Teste) do dispositivo de teste. A intensidade da linha depende da concentração de anticorpos na amostra.

Se nenhuma faixa AZUL aparecer na área de controle, o teste será INVÁLIDO e deverá ser repetido com um novo dispositivo de teste. Qualquer linha ou cor que aparecer depois de 15 minutos não terá valor diagnóstico. O diagnóstico final não deve ter como base somente o resultado obtido com um teste, ele deve ter como base uma correlação de resultados de testes com outros dados apropriados e com sintomas clínicos

10. LIMITAÇÕES

O Teste rápido da condição celiaca é qualitativo, e nenhuma interpretação quantitativa da magnitude do resultado deve ser feita no que diz respeito à intensidade de uma linha positiva. Como com qualquer procedimento de diagnóstico, o resultado do Teste rápido da condição celiaca deve ser interpretado em conjunto com a apresentação clínica do paciente e todas as outras informações disponíveis para o médico. É muito importante adicionar a quantidade correta de amostra. Um volume de amostra insuficiente pode não chegar à área de reação, e o teste pode não funcionar corretamente. Se o volume da amostra for grande demais, a mistura de reação no dispositivo será diluída, o que pode resultar em um resultado falso negativo. É muito importante controlar o tempo de reação. Se o tempo de reação for mais curto que o recomendado, isso poderá conduzir a resultados falsos negativos. Se o tempo de reação for mais longo que o recomendado, isso poderá conduzir a um resultado falso.

11. GARANTIA

O Biohit deve solucionar todos os defeitos detectados em qualquer Produto (o “Produto com defeito”) que resultarem de materiais inadequados ou de fabricação negligente e que impeçam o funcionamento mecânico ou a utilização prevista dos Produtos, incluindo, sem limitação, as funções descritas nas especificações Biohit para os Produtos. NO ENTANTO, QUALQUER GARANTIA SERÁ CONSIDERADA NULA SE A FALHA FOR CAUSADA POR TRATAMENTO INADEQUADO, UTILIZAÇÃO INADEQUADA, DANOS ACIDENTAIS, ARMAZENAMENTO INCORRETO OU USO DOS PRODUTOS PARA OPERAÇÕES FORA DE SUAS LIMITAÇÕES ESPECIFICADAS OU FORA SUAS ESPECIFICAÇÕES, CONTRÁRIAS ÀS INSTRUÇÕES DETERMINADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES. O período dessa garantia é definido no manual de instruções dos Produtos e começará a partir da data em que o Produto relevante for enviado pela Biohit. Esse kit de diagnóstico Biohit foi fabricado de acordo com os protocolos de gestão de qualidade ISO 9001/ISO 13485. Em caso de litígio de interpretação texto em Inglês aplica.

ITALIANO

Test rapido per la celiachia BIOHIT

per la rilevazione di anticorpi anti-transglutaminasi tissutale umana nel sangue
RIF 602 070 (20 test)

1. USO PREVISTO

Il test rapido per la celiachia è un test immunocromatografico ideato per la rilevazione qualitativa di anticorpi (IgA/IgG/IgM) anti-transglutaminasi tissutale umana nel sangue umano intero.

2. SOMMARIO E SPIEGAZIONE

La malattia celiaca (CD) è un’enteropatia causata da un’intolleranza permanente al glutine e in particolare alla gliadina, una sua frazione proteica. Nelle persone geneticamente predisposte, l’ingestione di questa proteina comporta serie lesioni della mucosa intestinale, caratterizzata istologicamente da un’iperplasia delle cripte con atrofia totale o subtotale dei microvilli intestinali. Una diagnosi definitiva della malattia celiaca è basata sui caratteristici mutamenti istologici osservabili nelle biopsie intestinali. In ogni caso, test sierologici come la rilevazione di anticorpi anti-gliadina, anti-tTG e anti-endomiso rappresentano il metodo di analisi più economico e meno invasivo per l’identificazione di questa malattia. La transglutaminasi è il principale auto-antigene riconosciuto dagli anticorpi anti-endomiso. Il suo uso è particolarmente indicato nel caso di pazienti in età pediatrica (fino a 16 anni).

3. PRINCIPIO DEL TEST RAPIDO

Gli anticorpi anti-tTG presenti in un campione di sangue reagiscono con le particelle di lattice coniugate con il ricombinante umano tTG. Questi complessi di particelle di lattice/tTG/anti-tTG raggiungono l’area di reazione attraverso un processo cromatografico in cui la transglutaminasi tissutale umana immobilizzata cattura il complesso, formando una linea rossa/rosa.

4. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per uso diagnostico in vitro.

Celiachia: Espressi sempre guanti protettivi quando si manipolano i campioni di pazienti. Leggere tutte le istruzioni prima di eseguire il test rapido. Non utilizzare le piastre del test dopo la data di scadenza. Gettare le provette del test usate nei rifiuti a rischio biologico in conformità alle norme locali e nazionali.

ATTENZIONE: manipolare i campioni di sangue intero come materiale a potenziale rischio biologico. Tutti i campioni di sangue devono essere considerati come potenzialmente contaminati e devono essere trattati come se fossero infetti. Fare riferimento alle pubblicazioni Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 1997, 4th ed. (CDC/NIH) e No. (CDC) 88-8395 dell’U. S. Department of Health and Human Services (Bethesda, MD, USA) sui report delle procedure di sicurezza di laboratorio per varie malattie o ad altre norme locali o nazionali.

5. CONTENUTO DEL KIT E PREPARAZIONE DEI REAGENTI

Ciascun kit del test rapido per la celiachia contiene reagenti per 20 test. Conservare i componenti del kit in frigorifero (2-8 °C) fino all’uso.

5.1. Dispositivi del test: 20 dispositivi del test confezionati individualmente, pronti per l’uso. Stabili fino alla data di scadenza. Gettare le cassette del test dopo l’uso. 5.2. Tampone diluente: tampone diluente, 5 ml, pronto per l’uso. Stabile fino alla data di scadenza. 5.3. Lancette: 20 lancette, pronte per l’uso. Stabili fino alla data di scadenza. Gettare le lancette dopo l’uso. 5.4. Micropipette: 20 micropipette, pronte per l’uso. Stabili fino alla data di scadenza. Gettare le micropipette dopo l’uso. 5.5. Istruzioni per l’uso

6. MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI

Timer, panni imbevibili di alcol, guanti

7. CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Conservare il kit del test rapido per la celiachia in frigorifero (2-8 °C). Quando conservato a queste temperature, il kit è stabile fino alla data di scadenza stampata sull’etichetta della confezione e sull’etichetta dei sacchetti delle piastre del test. Non congelare il campione, non esporlo a temperature elevate e non conservarlo a temperature superiori a 8 °C quando non in uso. Non utilizzare le cassette del test, il tampone diluente, le lancette o le micropipette dopo la data di scadenza stampata sull’etichetta.

8. PROCEDURA DEL TEST

Leggere tutta la procedura del test prima di iniziare.

PREPARAZIONI PRELIMINARI

Portare una cassetta del test e il tampone diluente a temperatura ambiente. Rimuovere la cassetta del test dal sacchetto sigillato subito prima dell’uso e posizionarla su una superficie piana.

CAMPIONI

Il test è destinato all’uso con campioni di sangue intero freschi e non emolizzati. I campioni possono essere tenuti in frigorifero per un giorno prima del test. Il test può essere utilizzato anche con campioni di plasma o siero. Preparare una diluzione 1/10 di siero o del plasma nel tampone diluente. Ad esempio: 15 µl di siero/plasma + 135 µl di tampone. Mescolare bene pipettando delicatamente. Aggiungere con cautela 125 µl della diluizione, goccia a goccia, al centro della finestra circolare.

FASE 1: raccolta e applicazione dei campioni

ATTENZIONE: la raccolta e l’applicazione del campione deve essere rapida per evitare la coagulazione del campione nella micropipetta.

Un campione di sangue intero viene raccolto mediante puntura del dito indice, medio o anulare. Pulire la punta del dito con alcol e lasciarla asciugare. Disporre la mano con il palmo rivolto verso l’alto e pungere

la punta del dito con una NUOVA lancetta sterile. Per usare la lancetta (**Figura 1.**): a) Girare il tappo della lancetta fino a che non si separa dal dispositivo. Ciò attiva la lancetta. Non tirare il tappo, girarlo soltanto. b) Premere l’estremità aperta della lancetta sulla punta del dito del paziente e premere il pulsante di rilascio. Gettare immediatamente la lancetta in un contenitore adatto. Tenere il dito più in basso rispetto al gomito e premere diverse volte, delicatamente e a intermittenza sulla base del dito punto. Pulire la prima goccia di sangue con una compressa di garza sterile o con cotone. Per raccogliere il campione di sangue (**Figura 2**).

(1) Tenere la micropipetta per la raccolta del sangue in posizione orizzontale, con il foro di aerazione libero, (2) Toccare il campione di sangue con la punta della provetta. Non toccare o grattare la pelle. Riempire la micropipetta fino alla linea di riempimento, evitando bolle d’aria. Non spremere la micropipetta durante la raccolta. Testare il campione immediatamente per evitare la coagulazione del sangue. (3) Dispensare lentamente il campione di sangue sulla cassetta del test. Posizionare la pipetta con cautela nella finestra rotonda (indicata da una freccia), coprire il foro di aerazione della pipetta con un dito, premere delicatamente la parte superiore della pipetta e spremere il bulbo della micropipetta.

FASE 2: tampone diluente (4). Attendere 30-60 secondi fino a quando il sangue non è stato assorbito e aggiungere due gocce di tampone diluente nella stessa finestra. Aggiungere una goccia alla volta, tenendo il flacone contagocce in posizione verticale. Evitare la contaminazione del flacone contagocce con il campione. Se non viene usato il contagocce, aggiungere 100 microlitri di tampone diluente.

FASE 3: lettura dei risultati (**Figura 3**). Leggere visualmente i risultati 10 minuti dopo l’aggiunta del tampone diluente.

9. RISULTATI

I risultati del test vanno interpretati come segue (Figura 4.): NEGATIVO: appare solo una banda BLU nella finestra dei risultati vicino alla lettera “C” (linea di controllo) della cassetta del test. Questa banda deve apparire sempre. POSITIVO: oltre alla banda di controllo BLU, appare anche una banda ROSA-ROSSA distinguibile nella finestra dei risultati vicino alla lettera “T” (linea di test) della cassetta del test. L’intensità della linea dipende dalla concentrazione di anticorpi nel sangue.

Se non appare alcuna banda BLU nell’area di controllo, il test risulta NON VALIDO e deve essere ripetuto con una nuova cassetta del test. Le linee e i colori che appaiono dopo 15 minuti non hanno alcun valore diagnostico. La diagnosi finale non deve essere basata soltanto sul risultato di un test, bensì sulla correlazione dei risultati di vari test con altri dati appropriati e con i sintomi clinici.

10. LIMITI

Il test rapido per la celiachia è qualitativo e il risultato non deve essere interpretato quantitativamente in relazione all’intensità di una linea positiva. Come con qualsiasi procedura diagnostica, il risultato del test rapido per la celiachia deve essere interpretato insieme al quadro clinico del paziente e alle altre informazioni a disposizione del medico. È estremamente importante aggiungere la corretta quantità di campione. Un volume di campione insufficiente può non raggiungere l’area di reazione e il test può non essere eseguito correttamente. Se il volume di campione è troppo grande, la miscela di reazione nel dispositivo verrà diluita, il che può causare un errore falso negativo. È estremamente importante controllare il tempo di reazione. Un tempo di reazione inferiore a quello raccomandato può causare risultati falsi negativi. Un tempo di reazione superiore a quello raccomandato può causare risultati falsi.

11. GARANZIA

Biohit è tenuto a porre rimedio a tutti i difetti scoperti in qualsiasi Prodotto (“Prodotto difettoso”) causati dall’uso di materiali non adeguati o da errori di lavorazione che impediscono il funzionamento meccanico o l’uso previsto dei Prodotti, tra cui, ma non in modo limitativo, le funzioni indicate nelle specifiche sui Prodotti fornite da Biohit. QUALSIASI GARANZIA VERRÀ TUTTAVIA RITENUTA NULLA SE I DIFETTI SONO STATI CAUSATI DA ABUSO, USO ERRATO, DANNI ACCIDENTALI, CONSERVAZIONE INCORRETTA DEI PRODOTTI IN OPERAZIONI CHE ESULANO DAI LIMITI O DALLE SPECIFICHE INDICATE, IN MODO NON CONFORME ALLE INDICAZIONI FORNITE NEL MANUALE DI ISTRUZIONI. Il periodo di garanzia è definito nel manuale di istruzioni dei Prodotti e ha inizio dalla data in cui il Prodotto rilevante viene inviato da Biohit. Questo kit diagnostico Biohit è stato prodotto in conformità con i protocolli di gestione della qualità ISO 9001/ISO 13485. In caso di controversie interpretative si applica il testo in lingua inglese.

РУССКИЙ

Экспресс-тест на целиакию BIOHIT Celiac Quick Test

для определения анти-целиаковых транслгутаминовых антител в крови человека
Артикул 602 070 (20 тестов)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Целиакия: Экспресс-тест является иммунохроматографическим тестом предназначенным для качественного определения антител (IgA / IgG / IgM) против транслгутаминазы человеческого ткани в крови человека.

2. ОПИСАНИЕ

Зоболечение Целиакией - это энтеропатия, вызванная постоянной переносимостью к глютену и, особенно к белку глютену, белкам глютена. При приеме в пищу таких белков у людей, с генетической предрасположенностью, вызывают серьезное повреждение слизистой оболочки кишечника, которая истологически характеризуется гиперплазией крипт, с полной или частичной атрофией кишечных микроворсинок. Хотя окончательный диагноз целиакии основан на характерных истологических изменениях, наблюдаемых в кишечной биопсии, серологические тесты, такие как обнаружение анти-глиадина, антитела к тиреоглобулину и анти-эндомизий антител, предлагают экономически эффективные и менее инвазивные методы диагностики зоболеваний. Транслгутаминазы являются основным ауто-антигеном, распознаваемым анти-эндомизийными антителами. Это особенно удобно для подростковых пациентов (до 16 лет).

3. ПРИНЦИП Экспресс-теста

Антитела к тиреоглобулину, присутствующие в пробе крови вступают в реакцию с частицами латекса с человеческим рекомбинантным тиреоглобулином. Эти частицы латекса в комплексе тиреоглобулин - Антитела к тиреоглобулину, вступают в реакцию через хроматографический процесс, в котором имобилизованные транслгутамины человеческой ткани захватывают комплекс, формируя красную / розовую линию.